

Anticorps Polyclonal Anti-Ctu2 Pour Wb, Elisa - Q2Vpk5

Numéro d'article: CM0014744

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine CTU2 (Cytoplasmic tRNA 2-thiolation protein 2), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité confirmée avec des échantillons humains et de rat. Poids moléculaire prédit de 56 kDa. Idéal pour la recherche sur la modification des ARNt et la fidélité de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTU2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	348180
GeneID	348180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 186-515 de la CTU2 humaine (NP_001012777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q2VPK5
Poids protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace