


Anticorps Polyclonal Anti-Cul4B Pour Wb, Elisa - Q13620

Numéro d'article: CM0017218



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CUL4B humain, validé pour WB et ELISA. Détecte CUL4B dans des échantillons humains et murins. Convient aux recherches sur l'ubiquitination et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CUL4B Rabbit pAb
Remarques/alias	SFM2 ; MRXSC ; CUL-4B ; MRXHF2 ; MRXS15 ; CUL4B
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8450
GeneID	8450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-152 de CUL4B humain (NP_003579.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q13620
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Poche de glace