

Anticorps Polyclonal Anti-Cul5 Pour Wb, Elisa - Q93034

Numéro d'article: CM0029594



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CUL5 validé pour le WB et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Détecte la culline-5, une protéine d'échafaudage dans les complexes E3 ubiquitine ligase. Idéal pour les études sur l'ubiquitination et la dégradation protéasomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CUL5
Remarques/Alias	CUL-5 ; VACM1 ; VACM-1 ; CUL5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8065
GeneID	8065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la CUL5 humaine (NP_003469.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93034
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace