


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cullin 1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13616

Numéro d'article: CM0023203



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Cullin 1 humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitine-protéasome et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cullin 1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CUL1, MGC149834, MGC149835, cullin-1, Cullin 1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	8454 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 435-593 de la Cullin 1 humaine (NP_003583.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13616
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace