


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cullin 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13616

Numéro d'article: CM0020066



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cullin-1 humaine (CUL1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude des complexes ligases d'ubiquitine SCF dans le cycle cellulaire et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cullin 1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835
Espèce	Humain
GeneID	8454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 435-593 de la Cullin 1 humaine (NP_003583.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13616
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace