

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Culline 2 (Cul2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13617

Numéro d'article: CM0008925



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Culline 2 (CUL2) pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte une bande d'environ 87/89 kDa dans les échantillons humains, de souris et de rat. Indispensable pour les études sur l'ubiquitination et la dégradation du HIF-1 α .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cullin 2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8453
ID du gène	8453
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Culline 2 humaine (Q13617)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13617
Poids de la protéine	87 kDa/89 kDa
Expédition	Sac de glace