

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cullin 2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13617

Numéro d'article: CM0026001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Culline 2 humaine (CUL2), validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Convient à l'étude des complexes ligases E3 d'ubiquitine, de la régulation HIF et des voies de dégradation du protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cullin 2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CUL2; culline-2; Cullin 2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8453
ID de gène	8453
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-310 de la Culline 2 humaine (NP_001185708.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13617
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace