

Anticorps Monoclonal Anti-Cullin 3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13618

Numéro d'article: CM0002943



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Cullin 3 (Q13618), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Squelette central des complexes ubiquitine ligase E3 à anneau Cullin. Idéal pour la recherche sur la voie d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cullin 3 mAb de lapin
Remarques / Alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8452
Identifiant du gène	8452
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 669 et 768 de la Cullin 3 humaine (Q13618)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13618
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace