

## Anticorps Polyclonal Anti-Cullin 3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Numéro d'article: CM0013430



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cullin-3 humaine (CUL3), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Explorez les voies ubiquitine-protéasome et la recherche sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Cullin 3 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3                                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                              |
| ID de gène           | 8452                                                                                                                                |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 468-768 de la Cullin 3 humaine (NP_003581.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                               |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS                | Q13618                                                                                                                              |
| Poids de la protéine | 89 kDa                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                        |