

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Culline 3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Numéro d'article: CM0020254



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Culline 3 humaine (CUL-3, PHA2E), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur l'ubiquitination et la voie du protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Culline 3
Remarques/Alias	CUL-3 ; PHA2E ; NEDAUS ; Culline 3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8452
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 569-768 de la Culline 3 humaine (NP_003581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13618
Poids moléculaire de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace