

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cullin 4A Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

Numéro d'article: CM0025738



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Cullin 4A, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec CUL4A humain, souris et rat, un composant central des complexes ligases ubiquitine E3 à Cullin-RING impliqués dans l'ubiquitination des protéines et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cullin 4A Rabbit pAb
Remarques / Alias	CUL4A ; cullin-4A ; Cullin 4A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8451
Identifiant du gène	8451
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 300 de la Cullin 4A humaine (NP_001008895.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13619
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace