

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cux1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P39880 / Q13948

Numéro d'article: CM0023522

Introduction

Le CUX1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, réagissant avec le CUX1 humain, murin et rat, un facteur de transcription clé dans la différenciation neuronale et le contrôle du cycle cellulaire, idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CUX1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDDI; p100; p110; p200; CUTL1; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1523
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du CUX1 humain (NP_001189472.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P39880/Q13948
Poids moléculaire de la protéine	72-77kDa/147-165kDa
Expédition	Sac de glace