

Anticorps Polyclonal Anti-Cwc22 Pour Wb Et Elisa - Q9Hcg8

Numéro d'article: CM0016784



Introduction

Le pAb anti-CWC22 de lapin de CamelBio détecte l'homologue du facteur d'épissage pré-ARNm CWC22 chez l'homme et la souris. Il est adapté pour WB et ELISA. Outil parfait pour étudier la fonction du spliceosome, l'assemblage du EJC et la dégradation des ARNm non-sens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CWC22 pAb lapin
Remarques/Alias	NCM, fSAPb, EIF4GL, CWC22
Espèce	Humain
ID du gène	57703
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 639-908 de CWC22 humain (NP_065994.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9HCG8
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace