

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cx3Cl1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O35188

Numéro d'article: CM0008709

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CX3CL1 validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Cible la Fractalkine de souris (O35188), une chimiokine impliquée dans la réponse immunitaire, l'adhésion des leucocytes et la neuro-inflammation. Convient pour la recherche sur l'inflammation et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CX3CL1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	6376
ID du gène	20312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-337 de la CX3CL1 de souris (NP_033168.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O35188
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace