

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cx3CL1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O35188

Numéro d'article: CM0030174

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la CX3CL1 (Fractalkine) de souris pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validé sur des échantillons de souris. Idéal pour les études sur la signalisation des chimiokines, l'inflammation et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CX3CL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NTN; NTT; CXC3; CXC3C; SCYD1; ABCD-3; C3Xkine; fractalkine; neurotactine
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6376
GeneID	20312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-337 de la CX3CL1 de souris (NP_033168.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Souris
SWISS	O35188
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace