

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cx3Cr1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49238

Numéro d'article: CM0025141



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CX3CR1 humaine (récepteur de la fractalkine), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'immunologie et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CX3CR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	V28; CCRL1; GPR13; CMKDR1; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1524
GeneID	1524
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la CX3CR1 humaine (NP_001328.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49238
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace