


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcl1 Pour Wb, Elisa - P12850

Numéro d'article: CM0004573



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la souris CXCL1 pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la souris CXCL1 avec une haute spécificité ; idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	KC ; Fsp ; N51 ; gro ; Gro1 ; Mgsa ; Scyb1 ; CXCL1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2919
GeneID	14825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-96 de la souris CXCL1 (NP_032202.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P12850
Poids protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace