

Anticorps Monoclonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02778

Numéro d'article: CM0011148



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de CXCL10/IP-10 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des chimiokines, de l'inflammation et du recrutement des cellules immunitaires dans le cadre de la recherche et du développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL10/IP-10 Rabbit mAb
Remarques/Pseudonymes	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3627
GeneID	3627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 98 de CXCL10/IP-10 humain (NP_001556.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02778
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac réfrigérant