

Anticorps Polyclonal Anti-Cxcl10/Ip-10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02778

Numéro d'article: CM0020465



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CXCL10/IP-10 de CamelBio (P02778) est validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il réagit avec l'humain et la souris, ciblant la chimiokine pro-inflammatoire impliquée dans la migration des cellules immunitaires et la réponse virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CXCL10/IP-10
Remarques/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3627
GeneID	3627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-98 du CXCL10/IP-10 humain (NP_001556.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02778
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace