

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcl11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14625

Numéro d'article: CM0029098



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CXCL11 humain (IP-9/I-TAC). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur les chimiokines et le recrutement des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6373
GeneID	6373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-94 de CXCL11 humain (NP_005400.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O14625
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sachet de glace