


Anticorps Polyclonal Anti-Cxcl12 Pour Wb - P48061

Numéro d'article: CM0023559



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute affinité contre le CXCL12 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, adapté à la recherche sur la signalisation des chimiokines, le cancer et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL12 Lapin pAb
Remarques/Alias	IRH ; PBSF ; SDF1 ; TLSF ; TPAR1 ; SCYB12 ; CXCL12
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6387
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 40 et 93 du CXCL12 humain (NP_000600.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48061
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace