


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcl12/Sdf-1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48061

Numéro d'article: CM0014845



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CXCL12/SDF-1 humain, validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de chimiotaxie, de cancer et d'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CXCL12
Remarques/Alias	IRH ; PBSF ; SDF1 ; TLSF ; TPAR1 ; SCYB12 ; CXCL12
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6387
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40 et 93 du CXCL12 humain (NP_000600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48061
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace