

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcl2 Pour Wb, Elisa - P19875

Numéro d'article: CM0012968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CXCL2 humain (GRO-bêta). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et les chimiokines. SWISS : P19875.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CXCL2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	GRO2, GROb, MIP2, MIP2A, SCYB2, MGSA-b, MIP-2a, CINC-2a, CXCL2
Espèce	Humain
ID du Gène	2920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 du CXCL2 humain (NP_002080.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P19875
Poids Moléculaire de la Protéine	~11 kDa
Expédition	Sac de glace