


Anticorps Monoclonal Anti-Cxcl4/Pf4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02776

Numéro d'article: CM0005053



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant CXCL4/PF4 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des chimiokines et la biologie des plaquettes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL4/PF4 Lapin mAb
Remarques / Alias	PF-4 ; CXCL4 ; SCYB4 ; CXCL4/PF4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5196
GeneID	5196
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-101 de CXCL4/CXCL4/PF4 humain (P02776).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02776
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace