


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcl4/Pf4 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P02776

Numéro d'article: CM0021504



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CXCL4/PF4 humain, validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les chimiokines, l'inflammation et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL4/PF4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5196
GeneID	5196
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-101 de CXCL4/PF4 humain (NP_002610.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02776
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sachet de glace