

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcl6 (Wb, Elisa) - P80162

Numéro d'article: CM0022319



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CXCL6 validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la CXCL6/GCP-2 humaine et murine, permettant la recherche sur les chimiokines et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV) dans les études sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-CXCL6                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | GCP2 ; CKA-3 ; GCP-2 ; SCYB6 ; CXCL6                                                                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 6372                                                                                                                            |
| GeneID               | 6372                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-114 de la CXCL6 humaine (NP_002984.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                  |
| SWISS                | P80162                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 12 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |