

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcl9 Pour Wb Et Elisa - Q07325

Numéro d'article: CM0020852

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant le CXCL9 humain (MIG), produit chez le lapin. Convient au Western blot et à l'ELISA. Reconnaît la chimiokine de 14 kDa impliquée dans la migration des lymphocytes T et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCL9 Rabbit pAb
Remarques/alias	CMK ; MIG ; Humig ; SCYB9 ; crg-10 ; CXCL9
Espèce	Humaine
ID du gène	4283
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre l'acide aminé 50 et l'extrémité C-terminale du CXCL9 humain (NP_002407.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q07325
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant