

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcr1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25024

Numéro d'article: CM0023470



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CXCR1 de haute qualité pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur de l'IL-8 médiant la chimiotaxie des neutrophiles. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	C-C, CD128, CD181, CKR-1, IL8R1, IL8RA, CMKAR1, IL8RBA, CDw128a, C-C-CKR-1, CXCR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3577
GeneID	3577
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du CXCR1 humain (NP_000625.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25024
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace