


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcr3 Pour Wb Et Elisa - P49682

Numéro d'article: CM0003097



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CXCR3 humain (CD183), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier la signalisation des chimiokines, la migration des cellules immunitaires et l'angiogenèse dans la recherche sur le cancer et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GPR9 ; MigR ; CD182 ; CD183 ; Mig-R ; CKR-L2 ; CMKAR3 ; IP10-R ; CXCR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2833
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 du CXCR3 humain (P49682).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49682
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace