


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcr3 Pour Wb, Elisa - P49682

Numéro d'article: CM0017784



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CXCR3 humain (CD183), un récepteur de chimiokine impliqué dans le trafic des cellules immunitaires et l'angiogenèse. Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2833
GeneID	2833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-53 du CXCR3 humain (NP_001136269.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P49682
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace