

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcr4 Pour Wb, Elisa - P61073

Numéro d'article: CM0002616



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CXCR4 humain (récepteur de chimiokine de type 4 C-X-C, CD184). Validé pour WB et ELISA. Le CXCR4 est un GPCR impliqué dans la signalisation des chimiokines, l'entrée du VIH, la migration cellulaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR4 Rabbit mAb
Remarques/Alias	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7852
Identifiant du gène	7852
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 253-352 du CXCR4 humain (P61073)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P61073
Poids moléculaire protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace