

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcr5 Pour Wb, If-P, Elisa - P32302

Numéro d'article: CM0007938

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CXCR5 humain (BLR1/CD185), validé pour les applications WB, IF-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la migration des lymphocytes B et les lymphomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CXCR5
Remarques/Alias	BLR1 ; CD185 ; MDR15 ; CXCR5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	643
GeneID	643
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 273 et 372 du CXCR5 humain (P32302)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32302
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace