

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cxcr5/Cd185 Pour Wb, Fc, Elisa - P32302

Numéro d'article: CM0007571

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CXCR5/CD185 (clone non rapporté) ciblant le récepteur de chimiokine C-X-C de type 5 humain (BLR1, MDR15). Idéal pour les applications de Western blot, cytométrie en flux et ELISA dans les études sur les lymphocytes B et les lymphomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR5/CD185 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5/CD185
Espèce	Humain
Identifiant de gène	643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 47 de la CXCR5 humaine (NP_001707.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32302
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace