

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxcr6 Pour Wb Et Elisa - 000574

Numéro d'article: CM0023868

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur de chimiokine CXCR6 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour l'étude de la fonction de récepteur HIV/SIV et du trafic des cellules immunitaires dans les tissus lymphoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR6 Lapin pAb
Remarques/Alias	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du CXCR6 humain (NP_006555.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00574
Poids protéique	39KDa
Expédition	Sac de glace