


Anticorps Polyclonal Anti-Cxxc1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9P0U4

Numéro d'article: CM0013603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CXXC1 (protéine CFP1/CpG-binding) pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Validé sur des échantillons humains et de souris ; essentiel pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXXC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CFP1 ; CGBP ; SPP1 ; PCCX1 ; PHF18 ; hCGBP ; ZCGPC1 ; HsT2645 ; 2410002I16Rik ; 5830420C16Rik ; CXXC1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	30827
GenelD	30827
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de CXXC1 humain (NP_001095124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q9P0U4
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace