


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cxxc1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

Numéro d'article: CM0025230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CXXC1 humain (protéine de liaison CpG), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la détection de protéines nucléaires dans les études sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXXC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CFP1, CGBP, SPP1, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30827
GeneID	30827
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-660 du CXXC1 humain (NP_001095124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P0U4
Poids moléculaire	76kDa
Expédition	Sac de glace