


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyb5A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc Et Elisa - P00167

Numéro d'article: CM0025153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CYB5A humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Généré contre la région N-terminale de CYB5A humain (NP_683725.1). Idéal pour l'étude du transport d'électrons du cytochrome b5 et de la fonction des oxygénases membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYB5A Lapin pAb
Remarques/Alias	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1528
ID de gène	1528
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de CYB5A humain (NP_683725.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00167
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace