


Anticorps Polyclonal Anti-Cyb5B Pour Wb, Elisa - O43169

Numéro d'article: CM0014307



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CYB5B humain (OMB5), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le transport d'électrons mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYB5B Lapin pAb
Remarques/Alias	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	80777
GeneID	80777
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-150 du CYB5B humain (NP_085056.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43169
Poids moléculaire de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace