

Anticorps Polyclonal Anti-Cyb5R1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq9

Numéro d'article: CM0019929

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CYB5R1 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la NADH-cytochrome b5 réductase et du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYB5R1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	51706 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-305 de la CYB5R1 humaine (NP_057327.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UHQ9
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sachet de glace