


Anticorps Monoclonal Anti-Cyb5R3 Pour Wb Et Elisa - P00387

Numéro d'article: CM0002524



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CYB5R3 humain (NADH-cytochrome b5 réductase 3) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains et de rat. Utile pour l'étude du transport d'électrons et du métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CYB5R3 Lapin mAb
Remarques/Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1727
GeneID	1727
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de CYB5R3 humain (P00387).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P00387
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace