


Anticorps Polyclonal Anti-Cyb5R3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00387

Numéro d'article: CM0030602



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYB5R3 validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Indispensable pour l'étude de la réduction du cytochrome b5, du métabolisme lipidique et de la biologie des globules rouges.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYB5R3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B5R; DIA1; CYB5R3
Espèce	Humaine
GeneID	1727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-334 de la CYB5R3 humaine (NP_001165131.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00387
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace