


Anticorps Polyclonal Anti-Cyb5R3 (Validé Kd) Pour Wb Et Elisa - P00387

Numéro d'article: CM0022753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CYB5R3 humain (NADH-cytochrome b5 réductase 3). Convient pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. UniProt P00387.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] pAb de lapin anti-CYB5R3
Remarques/Alias	CYB5R3 ; B5R ; DIA1 ; cytochrome b5 réductase 3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1727
ID du gène	1727
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 27-301 du CYB5R3 humain (NM_000398.7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P00387
Poids moléculaire de la protéine	31kDa/34kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace