


## Anticorps Polyclonal Anti-Cybrdr1 Pour Wb, Elisa - Q53Tn4

Numéro d'article: CM0021951



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CYBRD1, validé pour WB et ELISA avec des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur l'absorption du fer et la ferriréductase. Inclut les spécifications principales et conseils techniques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CYBRD1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias      | DCYTB; FRRS3; CYB561A2; CYBRD1                                                                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| ID de gène (Humain)  | 79901                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-286 du CYBRD1 humain (NP_079119.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                        |
| SWISS                | Q53TN4                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 32kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |