


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08574

Numéro d'article: CM0015153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CYC1 humain, une sous-unité catalytique centrale du complexe III de la chaîne de transport des électrons mitochondriale. Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA avec réactivité dans les échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UQCR4; MC3DN6; CYC1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1537
GenelD	1537
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 85-291 de CYC1 humain (NP_001907.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08574
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace