

Anticorps Polyclonal Anti-Cycline A1 Pour Wb, Elisa - P78396

Numéro d'article: CM0017501

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cycline A1 humaine pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la méiose de la lignée germinale et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT146; Cycline A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8900
GeneID	8900
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de la CCNA1 humaine (NP_001104515.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P78396
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace