


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cycline A1/A2 Pour Wb, Ip, Elisa - P20248 / P78396

Numéro d'article: CM0007835



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Cycline A1/A2, validé pour WB, IP et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris. Utile pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer. P20248 / P78396.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Cycline A1/A2
Remarques/Alias	CCN1; CCNA; CT146; Cycline A1/A2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	890/8900
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 250-465 de la Cycline A1/A2 humaine (P20248)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P20248/P78396
Poids Protéique	49 kDa/52 kDa
Expédition	Sac de glace