


Anticorps Polyclonal Anti-Cycline A2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20248

Numéro d'article: CM0026627



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cycline A2 (CCNA2), validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les applications de recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cycline A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCN1; CCNA; Cycline A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	890
GeneID	890
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-432 de la Cycline A2 humaine (NP_001228.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20248
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace