


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cycline B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14635

Numéro d'article: CM0021183



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cycline B1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît la CCNB1 humaine, de souris et de rat, un régulateur clé du cycle cellulaire. Convient pour des applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cyclin B1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CCNB ; Cycline B1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	891
GenelD	891
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 334 et 433 de la Cycline B1 humaine (NP_114172.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14635
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant