

Anticorps Polyclonal Anti-Cycline B2 Pour Wb, Elisa - 095067

Numéro d'article: CM0020042

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cycline B2 humaine (cycline B2 spécifique G2/mitotique). Validé pour WB et ELISA, réagit chez l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Cycline B2 pAb de lapin
Remarques/Alias	HsT17299; Cycline B2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9133
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la Cycline B2 humaine (NP_004692.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	095067
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace