

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cycline B2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95067

Numéro d'article: CM0011689

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-cycline B2 (UniProt : O95067) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-cycline B2
Remarques/Alias	HsT17299 ; Cycline B2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	9133
GenelD	9133
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la cycline B2 humaine (O95067).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95067
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Glacière